

Splint Remover

Dieses Hilfsmittel dient zur einfachen Ausgliederung von Alignern und Schienen.



1. Haken Sie den Splint Remover am hinteren Rand des Aligners/der Schiene ein. Lockern Sie nun eine Seite des Aligners/der Schiene durch eine leichte Bewegung nach unten.
2. Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor.
3. Wiederholen Sie diese Schritte (abwechselnd rechts/links), bis der Aligner/die Schiene problemlos entfernt werden kann, um Beschädigungen des Aligners/der Schiene auszuschließen.
Nicht steril.

Ref: 5359.1 / 5 St.



SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

 Facebook
scheu.dental

**SCHEU**
Dental Technology