

Important note:

This cup is made of silicone rubber. Therefore, no silicone-containing compounds, such as impression pastes or cold cure resins with mineral additives like die and model resins, should be stirred in it, as these materials form a bond with the cup and cannot be removed once the resin has cured. Also, please do not use any sharp-edged tools for mixing, blending and cleaning; use preferably the blunt side of the wax knife. Thin, hardened resin residues can be removed with a damp cloth. The use of coloured monomers leads to irreversible discolorations of the RESIMIX® cups.

Remarque importante:

Ce godet mélangeur est fabriqué en caoutchouc de silicone. Veiller à ne pas utiliser de produits contenant des silicones, comme les pâtes d'impression ou les résines auto-polymérisables avec des additifs minéraux, telles que les résines de modèle, car ces matériaux se combinent avec le godet et ne peuvent pas être enlevés après durcissement. Ne pas utiliser d'outils tranchants pour mélanger et nettoyer; le côté émoussé d'un couteau à cire est mieux approprié. Les minces couches résiduelles de résine durcie peuvent être enlevées avec un chiffon humide. L'utilisation de monomères colorés entraîne des effets de décoloration irréversible des godets mélangeur RESIMIX®.

Observación importante:

Este recipiente es de caucho de silicón, por lo que no deberá removerse en el ningún material plástico o pastas de impresión que contengan silicón, ya que estos materiales se fusionan con el recipiente y, tras su endurecimiento, no pueden eliminarse ya más. No utilicen tampoco ningún útil de cantos agudos para dar vueltas, mezclar y limpiar el recipiente. Lo que mejor se apropia para estos fines es el lado romo del cuchillo para cera. Los restos finos de plástico endurecido se quitan, como mejor, con un paño húmedo. Al usar monómeros de color los vasos RESIMIX® destiñen de forma irreversible.

