

**Heiz- und Abkühlzeiten für / Heating and cooling times for:  
 BIOPLAST® XTREME Kit + BIOPLAST® XTREME PRO Kit**

	BIOPLAST® XTREME KIT Ø 120 mm	BIOPLAST® XTREME PRO KIT Ø 120 mm		
Folie / Foil	<b>BIOPLAST® XTREME Ø120 mm 5 mm</b>	<b>BIOPLAST® XTREME PRO Ø 120 mm 4 mm</b>	<b>DURAN® Ø 120 mm 0,75 mm</b>	<b>BIOPLAST® Ø 120 mm 2 mm</b>
Heizen / Heating time	ca. 140 sec	ca. 100 sec.	ca. 25 sec.	ca. 60 sec.
Kühlen / Cooling time	300 sec	300 sec.	60 sec.	120 sec.

Die angegebenen Heizzeiten sind geräteabhängig und können variieren.

The heating times given in the table depend on the moulding machine and may vary.

Die tabellarisch aufgeführten Heizzeiten für BIOPLAST® XTREME und BIOPLAST® XTREME PRO gelten für alle angebotenen Farbvarianten der Folien.

The heating times and codes for BIOPLAST® XTREME and BIOPLAST® XTREME PRO given in the table above are valid for all colour variants of the foils.