

<b>REF 3214 - Trennfräser (weiß)</b> Grobe Ausarbeitung von hartelastischen Platten	<b>max. 25.000 U/min</b>
<b>REF 3369 - HM-Schneidfräser (gelb)</b> Grobe Ausarbeitung von hartelastischen Platten und Verbundfolien	<b>max. 25.000 U/min</b>
<b>REF 3370 - HM-Tricutter fein (grün)</b> Endbearbeitung von hartelastischen Platten und Verbundfolien	<b>max. 25.000 U/min</b>
<b>REF 3377 - Finierfräser (rot)</b> Ausarbeitung von hartelastischen Platten und Schienen mit integrierten Drahtelementen	<b>max. 25.000 U/min</b>
<b>REF 3226 - Bioperm-Trimmer (blau)</b> Grobe Ausarbeitung von weichelastischen Folien und Verbundfolien	<b>max. 15.000 U/min</b>
<b>REF 3371 - Polyfix (braun)</b> Endbearbeitung von weichelastischen Folien und Verbundfolien	<b>max. 15.000 U/min</b>
<b>REF 3247 - OSAMU -Polierer (grau)</b> Endpolitur von Verbundfolien	<b>max. 15.000 U/min</b>
<b>REF 3376 - DIMO®PRO SLIM (orange)</b> End- und Hochglanzpolitur	<b>max. 10.000 U/min</b>