

Granulatabdeckung

Abdeckschablone zur mehrfachen Verwendung, erhältlich in zwei Größen (groß und klein). Zum Abdecken des Füllgranulats bei der Verarbeitung von Tiefziehmaterialien wie DURASOFT®, BIOPLAST®, COPYPLAST®...

Anwendung:

Das Modell in der gewünschten Position in das Füllgranulat einbetten. Geeignete Schablonengröße entsprechend dem Modell auswählen. Nach dem Tiefziehvorgang ist eine Wiederverwendung der Schablone möglich.

REF 3007.1	5 St.	klein
REF 3006.1	5 St.	groß

Pellet Cover

Cover template for multiple use, available in two sizes (large and small). To be used for covering pellets when pressurizing DURASOFT®, BIOPLAST®, COPYPLAST®...

Use:

Place model in the desired position and embed in pellets. Choose right cover size according to model size. Pellet cover can be used again after pressure moulding.

REF 3007.1	5 pcs.	small
REF 3006.1	5 pcs.	large

Couvercle des granulés

Couvercle des granulés à usage multiple, disponible en deux tailles (grand et petit). Pour couvrir les granulés en thermoformant DURASOFT®, BIOPLAST®, COPYPLAST®...

Utilisation :

Placer le modèle dans la position désirée dans les granulés. Choisir la taille du couvercle selon la taille du modèle. Le couvercle peut être réutilisé après le procédé de thermoformage.

REF 3007.1	5 pces.	petit
REF 3006.1	5 pces.	grand

Cobertura para granulado

Plantilla reutilizable para cubrir, disponible en dos tamaños (grande y pequeño). Para la cobertura del granulado durante la fabricación de materiales termomoldeables (DURASOFT®, BIOPLAST®, COPYPLAST®...).

Aplicación:

Enterrar el modelo en el granulado en posición deseada. Elegir el tamaño de la plantilla conforme al modelo. La plantilla es reutilizable después del proceso del termomoldeo.

REF 3007.1	5 piezas	pequeño
REF 3006.1	5 piezas	grande

