

LC-Primer



Hersteller:

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
D-58642 Iserlohn
Tel: +49 2374 9288-0
Fax: +49 2374 9288-90
URL: www.scheu-dental.com
E-Mail: service@scheu-dental.com

Beschreibung:

LC- Primer ist ein lichthärtender Primer, der den chemischen Verbund zwischen PET-G Tiefziehfolien mit DURASPLINT® LC und CLEAR-BLOKKER® sicherstellt. Weiterhin sollte der LC-Primer bei Ergänzungen und Korrekturen für den Verbund von bereits gehärtetem DURASPLINT® LC mit CLEAR-BLOKKER® verwendet werden.

Zusammensetzung:

Methylmethacrylat, multifunktionelle Acrylsäureester, Fotoinitiator

Aushärtung:

1 x 5 Minuten im Laborlichtgerät (LC-6 Light Oven) mit je 3 UV-A Röhren und 3 VIS Röhren (Wellenlängenbereich 350 – 450 nm), die Röhren sind alternierend geordnet.

Medizinprodukt:

CE

Liefereinheiten:

10 ml

Lagerbedingungen:

4 – 25°C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.