


Quad Helix



Wichtiger Hinweis!

Die Quad Helix sollte mit Stahl- oder Elastic-Ligaturen fest in das Lingual-/Palatinalschloss einligiert werden!

NUR FÜR EINMALIGEN GEBRAUCH

SCHEU-DENTAL übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Ansprüche, die aus der mehrfachen Anwendung dieses Produkts entsteht.

WARNUNG

Dieses Produkt enthält Nickel und Chrom. Patienten, bei denen eine Allergie gegen diese Metalle besteht, sollten mit diesem Produkt nicht behandelt werden.