

CMD-Device Kit nach Dr. Köneke

PRODUKTDATENBLATT / PRODUCT DATA SHEET

Artikel	Deutsch	English	Material
REF 6010.1	CMD-Device nach Dr. Köneke bestehend aus patienten-relevanten Artikeln:	CMD-Device acc. to Dr. Köneke consisting of patient relevant articles:	
REF 6011.1	CMD-Teleskope	CMD-Telescopes	A1, A2
REF 5468.1	Befestigungsteile mit O-Ring	Fixing elements with O-ring	A2, A3, E
REF 3419	DURAN [®] 2.0	DURAN 2.0	B
REF 3259	DURASPLINT [®] Autopolymerisat Monomer	DURASPLINT [®] Cold-cure resin Monomer	C
REF 3258	DURASPLINT [®] Autopolymerisat Polymer	DURASPLINT [®] Cold-cure resin Polymer	D
REF 3257	DURASPLINT [®] Kit	DURASPLINT [®] Kit	C + D

Material							
A1	Edelstahl 1.4035						
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Fe
	0,43 – 0,50	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 0,040	0,15 – 0,35	12,5 – 14,0	Rest

A2	Edelstahl 1.4305							
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Fe
	≤ 0,10	≤ 1,0	≤ 2,0	≤ 0,045	≤ 0,15 – 0,35	17,0 – 19,0	8,0 – 10,0	Rest

A3	Edelstahl 1.4310								
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo%	Ni %	Fe
	0,05 – 0,15	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 0,045	≤ 0,015	16,0 – 19,0	≤ 0,8	6,0 – 9,5	Rest

Material	Deutsch	English
B	Copolyester (PET-G)	Copolyester (PET-G)
C	Methylmethacrylat Flüssigkeit (MMA) Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.scheu-dental.com	Methylmethacrylate liquid (MMA) To open the MSDS visit www.scheu-dental.com
D	Polymethylmethacrylat Pulver (PMMA) weitere Informationen zum Material finden Sie unter www.scheu-dental.com	Polymethylmethacrylate powder (PMMA) For further information on the material visit www.scheu-dental.com
E	Silikon (Elastomer)	Silicone (Elastomer)