

OPM-Kit

PRODUKTDATENBLATT / PRODUCT DATA SHEET

Artikel	Deutsch	English	Material
REF 5495.1	OPM-Kit bestehend aus:	OPM-Kit consisting of:	
REF 5494.1	OPM-Stege, 6 Paar, 25 - 30 mm	OPM-bar, 6 pair, 25 - 30 mm	A
REF 5468.1	OPM-Aufnahmeteile, inkl. O-Ringe	OPM-Attachment, incl. O-rings	
	Aufnahmeteile	Attachement	B
	O-Ringe	O-rings	C

Material	Deutsch	English																				
A	Copolyester (PET-G)	Copolyester (PET-G)																				
B	Legierungsbestandteile von 1.4305	Chemical composition of 1.4305																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C [%]</th> <th>Cr [%]</th> <th>Mn [%]</th> <th>Mo [%]</th> <th>Ni [%]</th> <th>N [%]</th> <th>Si [%]</th> <th>P [%]</th> <th>S</th> <th>FE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 0,15</td> <td>17,0 - 19,0</td> <td>< 2,0</td> <td>---</td> <td>8,0 - 10,0</td> <td>---</td> <td>< 1,0</td> <td>< 0,045</td> <td>0,15 - 0,35</td> <td>Rest</td> </tr> </tbody> </table>	C [%]	Cr [%]	Mn [%]	Mo [%]	Ni [%]	N [%]	Si [%]	P [%]	S	FE	< 0,15	17,0 - 19,0	< 2,0	---	8,0 - 10,0	---	< 1,0	< 0,045	0,15 - 0,35	Rest	
C [%]	Cr [%]	Mn [%]	Mo [%]	Ni [%]	N [%]	Si [%]	P [%]	S	FE													
< 0,15	17,0 - 19,0	< 2,0	---	8,0 - 10,0	---	< 1,0	< 0,045	0,15 - 0,35	Rest													
C	Silikon	Silicon																				