

Die Bite Fix Bissregistrierung

Die Bite Fix Bissregistrierung ermöglicht die Konstruktionsbissnahme zur Herstellung intraoraler Schnarch-Therapie-Geräte.

**Schnell.
Sicher.
Präzise.**



- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstelle schraube für einfache Bedienung
- // Dezentraler Griff für leichte Überprüfung der Mittellinie
- // Sterilisierbarer Kunststoff
- // Mehrfach verwendbar
- // Verwindungssteif

Lieferprogramm

// Bite Fix Bissregistrierung	1 Kit	#5474
// Bite Fix Bissgabel	10 Stück	#5475



Bite Fix Kit



Bite Fix Bissgabel

CE