

CARAT® Drahtbiegezangen


Die abgebildeten Drahtbiegezangen sind aus hochwertiger Edelstahllegierung mit exakt gefrästen Zangenspitzen (je nach Modell 1,0 bis 1,5 mm) und präzise geführten Schlössern hergestellt. Das ergonomische und abgerundete Design sichert ein ermüdungsfreies Arbeiten.

CARAT® Krampon-Zange

Krampon- und Drahtschneide- bzw. Biegezange mit geriffelten und gekerbten Spitzen, geeignet für harte (Ø bis 1,2 mm) und weiche Drähte (Ø bis 1,5 mm).

○ CARAT® Krampon-Zange

#2040




CARAT® Flach-Zange

Spitz-Flachzange Marburger-Modell mit zierlichen, geriffelten Führungsspitzen.

○ CARAT® Flach-Zange

#2041




CARAT® Young-Zange

Schlaufen- und Bogenbiegezange mit mehrfach gekerbten Spitzen, geeignet für Labialbögen und harte Drähte (Ø bis 0,7 mm).

○ CARAT® Young-Zange

#2042



CARAT® Angle-Zange (HM)

Drahtbiegezange mit einer Vierkant- und einer Rundspitze aus Hartmetall, geeignet für Drähte bis 0,7 mm Durchmesser.

○ CARAT® Angle-Zange (HM)

#2043



CARAT® Aderer-Zange large

Aderer Dreifinger Biegezange mit verstärkten Zangenspitzen, geeignet für Drähte bis 0,9 mm Durchmesser.

○ CARAT® Aderer-Zange large

#2044



CARAT® Aderer-Zange medium

Aderer Dreifinger Biegezange mit verstärkten Zangenspitzen, geeignet für Drähte bis 0,7 mm Durchmesser.

○ CARAT® Aderer-Zange medium

#2046

