

Instrumente zur Ausarbeitung

Die
Alleskönner mit
der längeren
Ausdauer.

BIOPERM-Trimmer / POLYFIX

Beschleifen und Vorpulieren von weichelastischen Folien und Verbundfolien.

OSAMU-Polierer

Endbearbeitung und Politur von weichelastischen Folien und Verbundfolien.

Lieferprogramm

// BIOPERM-Trimmer, blau	2 Stück	#3226
// POLYFIX auf Mandrell, braun	1 Stück	#3371
// POLYFIX ohne Mandrell, braun	6 Stück	#3372
// OSAMU-Polierer, grau	2 Stück	#3247



DIMO®

Die weichen, elastischen Scheiben mit der offenen Faserstruktur sind perfekt zur professionellen Bearbeitung von Tiefziehfolien, harten und weichen Kunststoffmaterialien, Metallen und ideal zum Schleifen und Glätten von Silikon, Polyurethanen und anderen weichbleibenden Werkstoffen. Das optimierte Material, minimiertes Ausfasern und die geringe thermische Entwicklung sorgen für eine vielfach höhere Lebensdauer.

Anwendung

Bearbeitung und Vorpulitur von Elastomeren, Sandwich-Folien, Sportmundschutz- und KFO-Geräten.

Lieferprogramm

// DIMO® braun, grob	10/50 Stück	#3382
// DIMO® grün, mittel	10/50 Stück	#3383
// DIMO® maron, fein	10/50 Stück	#3384
// DIMO® Mandrell	10 Stück	#3380



DIMO®PRO / DIMO®PRO SLIM

Die Kombination aus spezieller Elastormischung und feiner Faserstruktur macht DIMO®PRO besonders vielseitig. Mit unterschiedlichen Drehzahlen können Sie gleichermaßen perfekt abtragen, abrunden und auch polieren.

Anwendung

DIMO®PRO: Zur Ausarbeitung der großflächigen Randbereiche und zur End- und Hochglanzpolitur von Schienen, Positionern, Sportmundschutz- und KFO-Geräten. Sorgt für hochglänzende Ränder und Übergänge bei der Verwendung von hart/weichen Verbundfolien.


DIMO®PRO SLIM: Zum Rand verjüngt, für die Feinausarbeitung von Schienen, insbesondere für die Aussparungen im Bereich der Bänder und Interdentalräume.

Lieferprogramm

// DIMO®PRO Scheibe 24 × 6 mm	10/50 Stück	#3381
// DIMO®PRO SLIM Scheibe 24 × 6 mm	10/50 Stück	#3376

Finier-Set

Sortiment mit acht Schleifkörpern zum Trennen, Ausarbeiten und Finieren von weichelastischen und hartelastischen Folien. Mit Farbcodierung zur einfachen Zuordnung.



// Finier-Set

1 Stück

#3378

inkl. je 1 Trennfräser, Finierfräser, HM-Schneidfräser, HM-Tricutter fein, BIOPERM-Trimmer, POLYFIX, OSAMU-Polierer, DIMO®PRO SLIM und Zurichtstein

Trennfräser

Spiralfräser zum schnellen und sauberen Trennen und Schneiden aller harten Tiefziehmaterialien.

HM-Schneidfräser

Dreikantfräser aus Hartmetall zum schnellen und sauberen Trennen und Schneiden aller harten Tiefziehmaterialien.

HM-Tricutter fein

Graziler Dreikantfräser zur interdentalen Ausarbeitung von Schienen.

Finierfräser

Vierkantfräser aus weicher Speziallegierung der Klammerdrähte nicht beschädigt.

CA® Hartmetallfräse

Die CA® Hartmetallfräse aus Feinkorn-Hartmetall mit hoher Schnittleistung überzeugt durch ihren vibrationsfreien Rundlauf und lange Standzeit.

Lieferprogramm

// Trennfräser	6 Stück	#3214
// HM-Schneidfräser, gelb	6 Stück	#3369
// HM-Tricutter fein, grün	6 Stück	#3370
// Finierfräser, rot	6 Stück	#5262
// CA® Hartmetallfräse	1 Stück	#5262



CE

