



Perfektionist Farbweltenzubieten.

STEADY-RESIN

KFO-Autopolymerisat

SCHEU
Dental Technology

STEADY-RESIN ist ein speziell für die Kieferorthopädie entwickeltes hochtransparentes Autopolymerisat, das – abgestimmt auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen – in verschiedenen Polymerversionen angeboten wird. So besteht die Möglichkeit, je nach Anwendung der Sprühtechnik oder Modellierertechnik, die Versionen STEADY-RESIN S oder M sowie das Universalpolymer VARIO einzusetzen. Abgerundet wird das Programm durch vorgemischte Farb- und Neonmonomere, individuelle Glimmer sowie umfangreiches Zubehör.

STEADY-RESIN S

Kaltpolymerisat für die Sprühtechnik. Dieses Polymer erfüllt die Anforderungen der Sprühtechnik, d. h. hohe Standfestigkeit und optimale Benetzbarkeit.

○ STEADY-RESIN S (Polymer) #8134

jeweils 1/10 kg

STEADY-RESIN M

Kaltpolymerisat für die Modellierertechnik. Hohe Verarbeitungsbreite und sehr gute Modellierfähigkeit kennzeichnen dieses Polymer.

○ STEADY-RESIN M (Polymer) #8135

jeweils 1/10 kg

STEADY-RESIN VARIO

Kaltpolymerisat für die Kieferorthopädie, durch die verlängerte Verarbeitungszeit ist es universell sowohl für die Streu- als auch für die Modellierertechnik einsetzbar.

○ STEADY-RESIN VARIO (Polymer) #8140

jeweils 1/10 kg



STEADY-RESIN S+M

Das Monomer ist universell einsetzbar und kann mit allen STEADY-RESIN Polymerversionen verarbeitet werden. Das klare Monomer kann mit STEADY-RESIN Farbmonomeren gemischt werden.

- STEADY-RESIN S+M (Monomer) klar #8136
- STEADY-RESIN S+M (Monomer) rosa #8137
- Flaschenausgießer #8149

jeweils 500/500 ml

NEU!



STEADY-RESIN Neonmonomere

Gebrauchsfertige farbige Neonmonomere zur Verwendung mit STEADY-RESIN S, M und VARIO sowie DURASPLINT® Polymer. Für schlierenfreie und transluzente Ergebnisse.

- STEADY-RESIN Neonmonomer *neonpink* #8350
- STEADY-RESIN Neonmonomer *neonrot* #8357
- STEADY-RESIN Neonmonomer *neongelb* #8358
- STEADY-RESIN Neonmonomer *neongrün* #8359
- STEADY-RESIN Neonmonomer *neonblau* #8360
- STEADY-RESIN Neonmonomer *neonorange* #8361

jeweils 100/250 ml

STEADY-RESIN Farbmonomere

Gebrauchsfertige farbige STEADY-RESIN Monomere zur Verwendung mit STEADY-RESIN S, STEADY-RESIN M und STEADY-RESIN VARIO Polymer.

- STEADY-RESIN Farbmonomer *blau* #8351
- STEADY-RESIN Farbmonomer *gelb* #8352
- STEADY-RESIN Farbmonomer *rot* #8353
- STEADY-RESIN Farbmonomer *schwarz* #8354
- STEADY-RESIN Farbmonomer *grün* #8355
- STEADY-RESIN Farbmonomer *violett* #8356

jeweils 100/250 ml



STEADY-RESIN Pulver

Vorgemischtes Polymer in zwei Farben. Die neuartigen Farbpigmente sorgen für kontrastreiche Effekte.

- STEADY-RESIN Pulver *schwarz* #8130
- STEADY-RESIN Pulver *weiß* #8131

jeweils 200 g



Glimmer

Zum individuellen Mischen mit STEADY-RESIN und DURASPLINT®. Die Sorten rainbow, rainbow green und rainbow violet sind komplett metallfrei und sorgen für irisierende Effekte in zarten Pastelltönen.

- Glimmer *silber* #8144
- Glimmer *gold* #8145
- Glimmer *blau* #8146
- Glimmer *rot* #8147
- Glimmer *grün* #8148
- Glimmer *rainbow* #8150
- Glimmer *rainbow green* #8151
- Glimmer *rainbow violet* #8152

jeweils 50 g



RESIMIX®

Original-Mischbecher aus klarem Silikon, standfest durch kräftigen Saugfuß. Äußerst praktische Ausgießtülle bei mittlerer und großer Version.

- RESIMIX® (5 ml) 3/30/300 Stück #7243
- RESIMIX® (30 ml) 2/20/200 Stück #7284
- RESIMIX® (70 ml) 1/10/100 Stück #7244



KFO-Isoliermittel

Alginate-Isoliermittel für Gipsmodelle. Bereits der einmalige Auftrag ergibt eine optimale Isolierwirkung.

- KFO-Isoliermittel, 500 ml #8364



Sprühflasche / Sprühdüsen

Die Sprühflasche mit Dosierspitze und Verschluss ist sowohl für Polymer als auch Monomer verwendbar. Durch die Perforation der Spitze mittels Nadel wird eine optimale Dosierung erreicht.

Mit den optionalen Metallsprühdüsen wird das Dosieren von Polymer und Monomer verbessert. Dazu können die Düsen auf die Sprühflaschen aufgesteckt werden.

- Sprühflasche, 1 Stück #8141
- Sprühdüsen (Monomer), 5 Stück #8138
- Sprühdüsen (Polymer), 5 Stück #8139



Einlegebilder

Monomerresistente Folienbilder zur Einlage in KFO-Platten oder Tiefziehfolien.

- Einlegebilder-Sortiment, 400 Stück #8142
- Einlegebilder Einzelmotive*, 20 Stück #8143

* bitte gewünschtes Motiv angeben

