

REF 3214 - Trennfräser (weiß) Grobe Ausarbeitung von hartelastischen Platten	max. 25.000 U/min
REF 3369 - HM-Schneidfräser (gelb) Grobe Ausarbeitung von hartelastischen Platten und Verbundfolien	max. 7.500 U/min
REF 3370 - HM-Tricutter fein (grün) Endbearbeitung von hartelastischen Platten und Verbundfolien	max. 7.500 U/min
REF 3377 - Finierfräser (rot) Ausarbeitung von hartelastischen Platten und Schienen mit integrierten Drahtelementen	max. 7.500 U/min
REF 3226 - Bioperm-Trimmer (blau) Grobe Ausarbeitung von weichelastischen Folien und Verbundfolien	max. 25.000 U/min
REF 3371 - Polyfix (braun) Endbearbeitung von weichelastischen Folien und Verbundfolien	max. 12.000 U/min
REF 3247 - OSAMU-Polierer (grau) Endpolitur von Verbundfolien	max. 15.000 U/min
REF 3376 - DIMO®PRO SLIM (orange) End- und Hochglanzpolitur	max. 10.000 U/min