

# Produktdatenblatt Set-Up Wachs

## 1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung / des Unternehmens

### Angaben zum Produkt

Handelsname:	<b>Set-Up Wachs</b>
Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:	Weiches Set-Up Wachs mit guter Haftfähigkeit
Hersteller / Lieferant:	Scheu Dental GmbH Am Burgberg 20 58642 Iserlohn Tel. 02374 9288-0

## 2 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung

Zubereitung aus Mineralwachsen	
Gefährliche Inhaltsstoffe:	Keine

## 3 Handhabung und Lagerung

### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:	Nicht überhitzen (>130°C)
-------------------------------	---------------------------

### Lagerung

Lagerbedingungen:	Temperaturen über 40°C vermeiden
-------------------	----------------------------------

## 4 Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:	Entfällt.
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG Richtlinien 1999-45 EG.

## 5 Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen:	Farblos
Geruch:	Geruchlos
Dichte bei 22°C:	ca. 0,92 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	> 200°C
Selbstentzündungstemp.:	> 300°C
Siedepunkt:	Entfällt

# Produktdatenblatt Set-Up Wachs

## 6 Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:	Überhitzung (>130°C).
Zu vermeidende Stoffe:	Keine bekannt.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung sind keine bekannt.

## 7 Angaben zur Toxikologie

Haut/Auge:	Auf Basis der vorliegenden Daten ist eine klinisch relevante Haut- bzw. Augenreizung nicht zu erwarten.
Einatmen:	Entfällt
Verschlucken:	Auf Basis der vorliegenden Daten sind akut toxische Wirkungen nach einmaliger oraler Exposition nicht zu erwarten.

## 8 Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüsselnummer: 54207

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nur unverbindlich beraten. Alle Verarbeitungshinweise sind Richtwerte und entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung für die jeweilige Anwendung selbst zu prüfen.