

# Die Bite Fix® Bissregistrierung

Die Bite Fix® Bissregistrierung ermöglicht die Konstruktionsbissnahme zur Herstellung intraoraler Schnarch-Therapie-Geräte.

**Schnell.  
Sicher.  
Präzise.**



- // mm-Skala zur Kontrolle der Protrusionseinstellung
- // Verstelle schraube für einfache Bedienung
- // Dezentraler Griff für leichte Überprüfung der Mittellinie
- // Sterilisierbarer Kunststoff
- // Der Grundkörper (rot) ist mehrfach verwendbar
- // Verwindungssteif

## Lieferprogramm

// Bite Fix® Bissregistrierung	1 Kit	5474
// Bite Fix® Bissgabel	10 Stück	5475



Bite Fix® Kit



Bite Fix® Bissgabel

CE