

dreamTAP[™]-Schiene

Die attraktive Weiterentwicklung unseres erfolgreichen TAP[®]-Konzeptes

Die Behandlung des Schnarchens und der Schlafapnoe mit der TAP[®]-Schiene hat sich als eigenständige Therapie und als Ergänzung zur nCPAP-Therapie bewährt. Die konstruktiven Vorteile der TAP[®]-Schiene, wie die stufenlose Einstellbarkeit und laterale Beweglichkeit, sorgen für hohen Tragekomfort und zuverlässige Funktion.



- // nickelfreie CrCo-Legierung
- // individuell hergestellt
- // stufenlos einstellbar
- // 15 mm Verstellweg durch austauschbaren Haken
- // 10 mm laterale Beweglichkeit
- // extrem stabil
- // hoher Tragekomfort
- // langjährige klinische Erfahrung

Die neue dreamTAP[™]-Schiene basiert auf dieser bewährten Technik.

Die veränderte Einbauposition bietet noch mehr Tragekomfort. Mehr Platz für die Zunge schafft die im Unterkiefer platzierte Verstelleinheit. Durch auswechselbare Haken erreicht das dreamTAP[™] einen Verstellweg von bis zu 15 mm.

Die dreamTAP[™] Komponenten sind aus einer nickelfreien CrCo-Legierung im MIM-(metal injection moulding) Verfahren hergestellt und dadurch extrem stabil.



Manufactured by
AM AIRWAY
MANAGEMENT

CE