

BIOSTAR® 4-Aligner

Die Innovation für mehr Produktivität
ohne Kompromisse bei der Qualität.



Ein neues Level in der Tiefziehtechnik.



Ein Gewinn für Ihren Labor- und Praxisalltag!

Produktiv, präzise und flexibel - starten Sie jetzt Ihre eigene High-End Produktion und ziehen Sie bis zu 4 Aligner gleichzeitig tief.



Hohe Produktivität

Gestalten Sie Ihren Workflow komfortabler und effizienter. Mit dem BIOSTAR® 4-Aligner ist es möglich, 4 Folien gleichzeitig tiefzuziehen und so bis zu 160 Aligner in einer Stunde zu produzieren.



Präzise Ergebnisse

Jede Folie wird individuell in der eigenen Druckkammer beheizt und bei 4 bar tiefgezogen. Dabei legen sich die Folien perfekt an den Zahnkranz an und erreichen eine ideale Abformung bei gewohnt hoher Qualität.



Flexible Prozesse

Mit dem BIOSTAR® 4-Aligner stehen Ihnen verschiedene SCHEU-DENTAL Folienformate zur Auswahl, die Sie individuell für Ihre Prozesse nutzen können: Runde Folien (Ø 120-125 mm) oder rechteckige, exklusiv bei SCHEU-DENTAL erhältliche Strips für eine Vierfachanwendung (499 x 114 mm).



Features BIOSTAR® 4-Aligner

BIOSTAR® 4-Aligner	95-230V
REF	#3030
Leistung	1450 Watt
Arbeitsdruck	4 bar
Maße (B x H x T)	612 x 337 x 524 mm
Gewicht	56 kg

Eine unschlagbare Kombination.

Mit dem innovativen Folienformat von SCHEU-DENTAL zum perfekten Ergebnis.



Flexibilität, die überzeugt: Die exklusiv bei SCHEU-DENTAL erhältlichen Strips, mit scanbarem Code für eine einfache Voreinstellung der Tiefziehparameter, ermöglichen Ihnen effiziente Arbeitsprozesse. Speziell bei der Verwendung von runden Folien (Ø 120–125 mm) setzt der BIOSTAR[®] 4-Aligner neue Maßstäbe: Dank der Einzelkammersteuerung haben Sie die Freiheit, je nach Bedarf 1, 2, 3 oder bis zu 4 Aligner gleichzeitig zu produzieren – maßgeschneidert und wirtschaftlich.

Beste Ergebnisse für unterschiedliche Indikationen:



Aligner

Material: DURAN[®]+, CA[®] Pro+*, UNIQ pd,
UNIQ+ pd, IMPRELON[®] S+ pd, CA[®] Folie,
CA[®] Retentionsfolie pd

Unser Service geht auch über den Kauf eines Tiefziehgerätes hinaus:

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie unser Team in der technischen Kundenberatung oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienst. www.scheu-dental.com/kontakt

