

UNIQ / UNIQ+ pd

Eine Schicht, maximale Wirkung.

Die ideale Lösung für jede Alignerbehandlung.

Unsere innovative Tiefziehfolie setzt neue Maßstäbe für mehr Effizienz und Komfort bei der Alignerbehandlung. Die UNIQ erzielt mit nur einer Schicht das, was viele mehrschichtige Folien nicht erreichen können. Mit ihrem einschichtigen Material hält sie den Kräften während der gesamten Behandlung dauerhaft stand. Das Ergebnis? Ein angenehmer Tragekomfort mit sanften Initialkräften und konstanten Rückstellkräften. Mit UNIQ haben wir eine Folie entwickelt, die bei jeder Alignerbehandlung mit nur einer Schicht maximale Vorteile erzielt!



Innovativ

Mit nur einer Schicht bietet die UNIQ herausragende Materialeigenschaften und hebt sich mit einem breiten Spektrum an Stärken zusätzlich von anderen Alignerfolien ab. Dies macht sie zu einer vielseitigen und attraktiven Option für Kieferorthopäden und Patienten.



Dauerelastisch

Mit der UNIQ erzielen wir eine bemerkenswert hohe Elastizität und garantieren gleichzeitig eine konstant gute Leistung während der gesamten Alignerbehandlung. Diese Leistung wird mit nur einer einzigen Schicht erreicht - ein Maßstab, den viele nicht einmal mit mehreren Schichten erreichen können.



Komfortabel

Reduzierte Initialkräfte und konstante Rückstellkräfte sorgen nicht nur für ein sanftes Tragegefühl, sondern auch für eine reibungslose Planung während der gesamten Alignerbehandlung mit UNIQ.



Zuverlässig

Das einschichtige Material der UNIQ erleichtert die Nachbearbeitung im Vergleich zu mehrschichtigen Folien erheblich. Weniger Brüche können außerdem für einen reibungslosen klinischen Ablauf sorgen.




Nachhaltig

Bei der Herstellung der UNIQ wird im Vergleich zu mehrschichtigen Folien deutlich weniger Energie benötigt, was nicht nur die Umwelt nachhaltig schont, sondern auch erheblich kosteneffizienter ist. Das überschüssige Material aus der Produktion ist zudem recyclebar und kann wiederverwendet werden.

In der Einschichtigkeit liegt die Kraft.

Konventionelle einschichtige Alignermaterialien weisen typischerweise eine hohe Anfangskraft auf, die im Laufe der Behandlung schnell nachlässt. Im Vergleich dazu übt die UNIQ dank ihrer verbesserten Materialeigenschaften weniger Druck aus, behält diesen jedoch über einen längeren Zeitraum bei. Die Anfangskraft des Aligners ist geringer und das Kraftniveau bleibt während der Behandlung konstant. Für den Patienten bedeutet dies eine sanftere und effektivere Bewegung der Zähne bei gleichzeitig höherem Tragekomfort.

Kriechneigung bei konstanter Be- und Entlastung



*Jetzt auch als Strips erhältlich – für eine Vierfacheranwendung (499 × 114 mm) mit unserem BIOSTAR® 4-Aligner oder als Rollenware für die Verwendung in einer vollautomatisierten Tiefziehmaschine.
QR-Code scannen oder [hier klicken!](#)

Abmessungen

UNIQ pd	125 mm Ø	VPE
0,5 mm	REF 3647	10 / 100 Stück
0,625 mm	REF 3648	10 / 100 Stück
0,75 mm	REF 3649	10 / 100 Stück

UNIQ+ pd*	125 mm Ø	499 × 114 mm	VPE
0,5 mm	REF 3651	REF 3657	10 / 100 Stück
0,625 mm	REF 3652	REF 3658	10 / 100 Stück
0,75 mm	REF 3653	REF 3659	10 / 100 Stück

*Mit aufgebracht Isolierfolie für 3D-gedruckte Modelle.



Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie unser Team in der technischen Kundenberatung oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienst: www.scheu-dental.com/kontakt

SCHEU-DENTAL GmbH
scheu-dental.com

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

