

IMPRELON® S pd / IMPRELON® S+ pd

Jetzt auch
mit Schutzfolie
erhältlich!



Die ideale Lösung für Retentionsschienen.

Unsere IMPRELON® S ist die ideale Lösung für den Einsatz als Retentionsfolie. Die verbesserten Materialeigenschaften überzeugen durch extreme Bruch- und Abriebfestigkeit. Die Folien mit einer Dicke von 0,75 oder 1,0 mm und einem Durchmesser von 125 mm sind vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt für den sofortigen Einsatz.

Diese Folie ist jetzt auch als „+“-Variante erhältlich und bietet mit ihrer integrierten Schutzfolie zusätzlichen Komfort in der Verarbeitung.



Stabilität

IMPRELON® S sorgt für eine konstante Kraft mit verbesserter Retention, indem sie die Zähne länger in Position hält.



Widerstandsfähig

Das verbesserte Material von IMPRELON® S ist widerstandsfähiger gegen Risse und Kratzer.



Komfortabel

IMPRELON® S gewährleistet eine hohe und konstante Rückstellkraft bei kontinuierlicher Belastung und Entlastung, was eine gleichmäßige Zahnbewegung fördert und somit für einen verbesserten Tragekomfort beim Patienten sorgt.




Vielfalt

Ob rund oder als Strip, ob Standard oder als „+“-Variante - Die IMPRELON® S ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und bietet somit maximale Flexibilität.


Hohe und konstante Kraft mit zusätzlichem Komfort.

IMPRELON® S sorgt für eine konstante Kraft mit verbesserter Retention, indem sie die Zähne länger in Position hält. Hier im Vergleich zu einer PETG Folie und einem Material eines Mitbewerbers.

Konstante Federkraft für verbesserte Haltekraft



Stabilität, die überzeugt: IMPRELON® S überzeugt in Dauertests



Abmessungen

IMPRELON® S pd	125 mm Ø	VPE
0,5 mm	REF 3320	10 Stück
0,75 mm	REF 3322	10 / 100 Stück
1,0 mm	REF 3324	10 / 100 Stück
1,5 mm	REF 3326	10 Stück
2,0 mm	REF 3328	10 Stück
3,0 mm	REF 3330	10 Stück

C€ 0044



IMPRELON® S+ pd	125 mm Ø	499 x 114 mm	VPE
0,625 mm		REF 3334	10 / 100 Stück
0,75 mm	REF 3331	REF 3335	10 / 100 Stück
1,0 mm	REF 3332	REF 3336	10 / 100 Stück

C€ 0044



Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie unser Team in der technischen Kundenberatung oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienst: www.scheu-dental.com/kontakt

SCHEU-DENTAL GmbH
scheu-dental.com

phone +49 2374 9288-720
fax +49 2374 9288-90

